

# MAGNETOVET 4000 HORSE

## MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

MAGNETOVET 4000 HORSE ES EL NUEVO DISPOSITIVO PARA MAGNETOTERAPIA CON CAMPOS MAGNÉTICOS PULSADOS A ELEVADA INTENSIDAD, CREADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL BIENESTAR DE LOS CABALLOS. LOS CUATRO CANALES DEL DISPOSITIVO PERMITEN CONECTAR VARIOS ACCESORIOS (CUBRECUELLO, CAPA Y BOTAS) PARA REALIZAR UN TRATAMIENTO INTEGRAL, DESDE EL CUELLO HASTA LAS PATAS. LA APLICACIÓN DE LOS ACCESORIOS TERAPEUTICOS ANTES DE LAS COMPETICIONES MEJORA LOS RENDIMIENTOS DEPORTIVOS; LUEGO DE ESTAS ACTIVIDADES, AYUDA LA RELAJACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE LAS TOXINAS DE LOS TEJIDOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2.6", retroiluminada

#### Canales

4

#### Intensidad de emisión

200 Gauss de media por canal con solenoides flex  
800 Gauss de media totales (para 4 canales)

Las potencias declaradas se refieren a los accesorios con dos bobinas. En el caso de accesorios con más bobinas, la potencia se distribuye de manera uniforme

#### Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200Hz

#### Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos de 5

#### Alimentación

- Red eléctrica
- Batería 4000mAh incluido

#### Tamaño

17x22x6 cm


#### Peso

1,37 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

Cod. G6589

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE



- 2+2** FUNCIÓN 2+2
- Last10** LAST 10
- PRO** PROGRAMABLE
- PAQUETE BATERÍA**
- ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA**

# MAGNETOVET 4000 HORSE

## MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

Rev. ES\_04\_2024

### LISTA PROGRAMAS CABALLO

LOS PROGRAMAS ESTÁN DIVIDIDOS EN LAS ÁREAS ANATÓMICAS DE CUELLO, DORSAL Y EXTREMIDADES

Artrosis
Artritis
Fracturas
Retraso consolidación fractura
Discopatía
Tendinopatía
Heridas
Úlceras
Antiinflamatorio
Trauma
Contusión
Edema
Relajación muscular
Descontracturante
Activación pre-competencia
Recuperación post-competencia
Lesiones musculares

### LISTA PROGRAMAS PERRO/GATO

LOS PROGRAMAS IMPLICAN EL USO DE LA COLCHONETA TERAPEUTICA O DE LOS SOLENOIDES FLEXIBLES DE 2 BOBINAS, 30x10 cm

Fracturas
Osteoartritis
Discopatía
Cicatrización
Dolor inflamatorio