


KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO




MAGNÉTHÉRAPIE POUR CHEVAL

LE NOUVEAU KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO, EN PLUS DU DISPOSITIF POUR LA MAGNÉTHÉRAPIE AVEC DE NOUVEAUX PROGRAMMES DÉDIÉS AU CHEVAL, COMPREND LES ACCESSOIRES PENSÉS POUR SON TRAITEMENT : COUVERTURE ET COUVRE-COU THÉRAPEUTIQUES, SOLENOÏDES FLEXIBLES AVEC LEURS CÂBLES CORRESPONDANTS, UN PRATIQUE BOÎTIER DE PROTECTION ET UNE SANGLE AJUSTABLE UTILE POUR FIXER L'APPAREIL AU CHEVAL. LE KIT EST COMPLÉTÉ PAR UN SAC DE TRANSPORT PRATIQUE ET UNE DOUBLE BATTERIE. MAGNETOVET 4000 HORSE EST LE DISPOSITIF POUR MAGNÉTHÉRAPIE À CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES PULSÉS DE HAUTE INTENSITÉ, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE TRAITEMENT DU CHEVAL. LES QUATRE CANAUX PERMETTENT DE CONNECTER LES SOLÉNOÏDES INSÉRÉS DANS LA COUVERTURE ET LE COUVRE-COU THÉRAPEUTIQUES, PERMETTANT DE TRAITER TOUTE LA COLONNE VERTÉBRALE DU CHEVAL.

COUVERTURE THÉRAPEUTIQUE




COUVRE-COU THÉRAPEUTIQUE



EQUIPEMENT STANDARD | Cod. G6593

- 1 Couverture thérapeutique
- 1 Couvre-cou thérapeutique
- 1 Étui avec bandoulière pour MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Sac de transport anti-choc
- 1 Dispositif MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Batterie (déjà insérée à l'intérieur du dispositif)
- 1 Testeur Magnum
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel utilisateur
- 8 Solénoïdes flexibles 40x15 cm pour couverture et/ou cache-cou
- 2 Câbles dédoublants
- 1 Sangle pour boîtier de protection
- 1 Sac de transport pour le kit



SUR DEMANDE UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES COMPATIBLE AVEC MAGNETOVET 4000 HORSE, EN PLUS DE CEUX À L'INTÉRIEUR DU KIT, EST DISPONIBLE

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNÉTHÉRAPIE POUR CHEVAL

Rev. Fr_04_2024

DISPOSITIF MAGNETOVET 4000 HORSE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran

Dimensions 2,6", retroéclairé

Canaux

4

Intensités transmissibles

200 Gauss en moyenne par canal, avec solénoïdes flexibles
800 Gauss en moyenne en total (4 canaux)

Les puissances déclarées se réfèrent aux accessoires à deux bobines. Dans le cas d'accessoires à bobines multiples, la puissance est répartie uniformément

Fréquence

Règlable pendant la programmation: 5-200Hz

Duty Cycle

5%-50% possibilité d'incrémenter par 5%

Alimentation

- Alimentation secteur
- Batterie 4000mAh incluse

Dimensions

17x22x6 cm

Poid

1,37 Kg

LISTE DES PROGRAMMES POUR LE CHEVAL

LES PROGRAMMES SONT RÉPARTIS SELON LES ZONES ANATOMIQUES DU COU, DU DOS ET DES MEMBRES

Arthrose

Arthrite

Fracture

Retard consolidation fracture

Discopathie

Tendinopathie

Blessure

Ulcère

Anti-inflammation

Traumatisme

Contusion

Oedème

Relaxation musculaire

Décontractant

Echauffement pre-compétition

Récupération post-compétition

Lésion musculaire

LISTE DES PROGRAMMES POUR CHIEN/CHAT

LES PROGRAMMES IMPLIQUENT L'UTILISATION DE LA PANIER THÉRAPEUTIQUE OU DE SOLÉNOÏDES FLEXIBLES À 2 BOBINES, 30x10 cm

Fracture

Ostéoarthrose

Discopathie

Cicatrisation

Douleur inflammatoire

2+2 FONCTION 2+2

Last10 LAST 10

P.T.O. PROGRAMMABLE

PAQUET DE BATTERIES

ALIMENTATION SECTEUR

CE



KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNÉTHÉRAPIE POUR CHEVAL

COUVERTURE THÉRAPEUTIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RÉSISTANTE ET LAVABLE

Dimensions

142 cm longueur du garrot (A) à la queue (B)

Poid

1,80 Kg (sans solénoïdes)

Taille

Universelle

Sangles

5 de fixation, réglables

3 de connexion au couvre-cou thérapeutique

Poches

8 pour insertion solénoïdes flexibles 40x15 cm à 4 bobines

2 centrales porte-câbles

Poignées

3 pour le positionnement de la couverture

Câbles et extensions

Inclues

Matériel

96% polyester, 4% polypropylène



COUVRE-COU THÉRAPEUTIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RÉSISTANT ET LAVABLE

Dimensions

121 cm longueur des oreilles (A) au garrot (B)

Poid

560 gr (sans solénoïdes)

Taille

Universelle

Sangles

3 de fixation, réglables

3 de connexion à la couverture thérapeutique

Poches

2 pour insertion solénoïdes flexibles 40x15 cm à 4 bobines

Câbles et extensions

Inclues

Matériel

94% polyester, 3% polypropylène,

3% polyéthylène expansé



KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNÉTHOTHÉRAPIE POUR CHEVAL

Rev. Fr_04_2024



OPTIONS D'ACHAT

Cod. G6256 GUÈTRE THÉRAPEUTIQUE ANTERIEURE

Cod. G6591 GUÈTRE THÉRAPEUTIQUE ANTERIEURE AVEC REMBOURRAGE ET SOLÉNOÏDES, 2 BOBINES INCLUES




Cod. G6255 GUÈTRE THÉRAPEUTIQUE POSTERIEURE

Cod. G6592 GUÈTRES THÉRAPEUTIQUES POSTÉRIEURES AVEC REMBOURRAGE ET SOLÉNOÏDES, 4 BOBINES INCLUES



 **DOMINO S.R.L.**
Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (TV) - ITALY

 (+39) 0438 7933

 globuscorporation.com