

4 VIBE MASSAGE GUN

MASSAGEPISTOLE MIT 4 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

DIE „4 VIBE MASSAGE GUN“ IST EINE MINI-MASSAGEPISTOLE AUS ALUMINIUM MIT 4 VERSCHIEDENEN GESCHWINDIGKEITSSTUFEN UND UNTERSCHIEDLICHEN AUFSÄTZEN, UM DIE OPTIMALE WIRKUNG AUF DIE VERSCHIEDENEN ZU BEHANDELNDEN KÖRPERTEILE UND BEDÜRFNISSE ZU GEWÄHRLEISTEN. IDEAL ZUR MUSKELENTSPANNUNG, TIEFENMASSAGE UND REGENERATION NACH DEM TRAINING.

TECHNISCHE DATEN

RPM

1800 - 2200 - 2600 - 3200

Timer

15 Minuten

Bewegungsamplitude

6 mm

Maximale Druckkraft

14 Kg

Regelung

1 Taste zum Ein/Ausschalten und zur Geschwindigkeitsregelung

Stromversorgung

- USB-C-Ladegerät
- Lithium-Batterie
- Aufladedauer: 4 Stunden
- Betriebsdauer: 5 Stunden ununterbrochen bei Geschwindigkeitsstufe 1

Größe

92x142x47 mm

Gewicht

500 gr

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

· Code **G6517**

· 1 Tasche

· 1 Gerät 4 VIBE MASSAGE GUN

· 1 Runder Aufsatz


· 1 Flacher Aufsatz

· 1 Trigger Point-Aufsatz

· 1 Gabel-Aufsatz

· 1 USB-C-Netzteil

· 1 Benutzerhandbuch



4 VIBE MASSAGE GUN

MASSAGEPISTOLE MIT 4 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

Rev. De_03_2024